



# OC-Light™ S FIT



## 產品特色

- 單一步驟作
- 高敏感度  
50ng hHb/mL (10µg hHb/g 糞便)
- 色層免疫分析法 (CIA ; 採用金膠粒子)
- 5分鐘內呈現結果
- 衛生 , 方便採樣操作

## 相關性

		OC -Light™ 'EIKEN'		
		陽性	陰性	總計
OC -LIGHT™S FIT	陽性	84	0	84
	陰性	1	62	63
	總計	85	62	147

陽性吻合率  
98.8%(84/85)  
陰性吻合率  
100.0%(62/62)  
總吻合率  
99.3%(146/147)

( 社內部資料 )